



Ольга Довгопола, кандидат медицинских наук, член Американской академии дерматологии

Ольга Довгопола

КОРРЕКЦИЯ ИНВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТКАНИ КОЖИ РУК ПРИ ПОМОЩИ ФИЛЛЕРОВ VYCROSS™ АЛЛЕРГАН

«Руки часто говорят куда больше, чем лицо».

Эверетт Рэймонд

И для кого не секрет, что красивые ухоженные руки — это визитная карточка каждой женщины. И дело не только в аккуратном безупречном маникюре. Кожа кистей рук может выдавать наш возраст и образ жизни, так как она очень тонкая. В зимнее время мы, конечно же, носим варежки и перчатки, а летом европейские женщины не защищают руки тонкими перчатками, но эта традиция сохранилась в странах Азии. Японки, например, имеют в своём арсенале большую коллекцию солнцезащитных и кружевных летних перчаток. Для вождения автомобиля используются специальные длинные перчатки, которые закрывают руку практически до плеча, поскольку солнечные лучи могут проникать даже через стекло машины. Летние перчатки — это не только красивый аксессуар, но и такая же необходимость, как солнцезащитные очки.

На многочисленных конкурсах красоты при выходе в открытых платьях и купальниках стало хорошей традицией наносить тональные средства не только на лицо, шею и декольте, но и полностью гримировать руки. К сожалению, в повседневной жизни это не всегда практикуется, и инволюционные изменения кожи и ткани рук начинают портить общий образ их обладательниц.

Эстетическая медицина и в этот раз приходит на помощь. Сейчас можно полностью восстановить кисти рук при помощи топовой коллекции филлеров VYCROSS™ Аллерган при умелом применении специальных методик.

Начнём с объёмного моделирования кистей. Для этого как нельзя лучше подходит дует препаратов Juvéderm® VOLIFT™ и Juvéderm® VOLUMA™ при умелом используемой канюльной технике. Процедура безболезненна, практически отсутствует отёк и гематомы и осуществляется всего через две или три точки. Реабилитация после процедуры не требуется, эффект наступает сразу, окончательный — через 10-14 дней и сохраняется до двух лет. На обе кисти в среднем используется от 3 до 6 мл препарата. После процедуры рекомендую тейпирование кистей рук на одни сутки. Почему Juvéderm® VOLIFT™ и Juvéderm® VOLUMA™ идеально подходят для этой цели? Преимущества этих препаратов для применения в этой деликатной зоне неоспоримы.

К основным преимуществам дермальных филлеров, произведённых по технологии VYCROSS™, можно отнести следующие:

- пролонгированный срок действия;
- безболезненность (в состав заявленных продуктов входит лидокаин, который существенно увеличивает уровень комфорта пациента во время процедуры);
- минимальная отёчность после инъекции (достигается за счёт низкомолекулярной структуры гиалуроновой кислоты, которая составляет основу имплантируемого геля).

После введения в кожу проблемных участков она остаётся такой же гладкой, как до процедуры. Впоследствии зона обработки выглядит столь же естественно, как и кожа



пациентов, не прошедших процедуру контурной пластики.

Принципиальные изменения претерпела непосредственно гиалуроновая кислота, тяжёлые молекулы которой были заменены на молекулы более низкого веса. Таким образом, молекулярный состав представлен в соотношении 1:9, где 1 — это количество молекулы с тяжёлым весом, а 9 — молекулы низкого веса. При этом гель имеет однородную консистенцию, что в значительной степени облегчает его введение в ткани и предотвращает появление неровностей кожного покрова в месте инъекции. Входящий в состав лидокаин не только снимает неприятные ощущения от укола, но и сокращает восстановительный период после процедуры.

Гели, созданные по технологии VYCROSS™, признаны и одобрены Евросоюзом, что говорит об их безопасности при условии использования в клинических условиях.

Теперь поговорим о качестве кожи рук.

Для этого как нельзя лучше подходит препарат Juvéderm® VOLITE™, который сделает кожу рук гладкой и упругой. Одной процедуры будет достаточно для сохранения эффекта в течение 9 месяцев. Это абсолютно новый, революционный продукт, который позволяет добиться длительного воздействия на кожу всего лишь за одну процедуру.

Juvéderm® VOLITE™ — это филлер гиалуроновой кислоты, предназначенный для процедур биоревитализации. Препарат изготовлен по уникальной запатентованной технологии VYCROSS™, которая позволяет производить гиалуроновую кислоту с низким молекулярным весом и устойчивыми перекрёстными связями. Такая технология значительно улучшает уровень сопротивления воздей-

ствия свободных радикалов, предупреждает распознавание собственной гиалуронидазы молекул гиалуроновой кислоты, чем пролонгирует его действие.

Компания прогнозирует своему новому препарату лидерские позиции на рынке, ведь главным и существенным преимуществом Juvéderm® VOLITE™ является то, что, в отличие от других известных на сегодня дермальных филлеров гиалуроновой кислоты, вам понадобится всего лишь ОДНА процедура. Эффект виден сразу и остаётся в дерме более 9 месяцев.

Juvéderm® VOLITE™ заменяет три процедуры биоревитализации! Препарат содержит в себе лидокаин, что позволяет испытывать состояние комфорта во время процедуры, а специальная тонкая игла нового поколения сводит к минимуму болевые ощущения, минимизирует отёчность и гематомы. Также 91 % опрошенных пациентов сообщили, что заметили существенные улучшения качества кожи: увлажнённость, тургор и цвет.

Сегодня стало возможным вернуть молодость и красоту кожи рук, и ни один мужчина не устоит перед тем, чтобы поцеловать вашу ручку!

Искренне ваша,
Ольга Довгопола

Киев, ул. Институтская, 16
офис 32
тел.: (067) 217-08-08
(095) 096-30-06
www.olga-beauty.com
Instagram: dr.dovgopola

